



## Especificación de Escenarios de Calidad



### Consultar Historia Clínica del Paciente

ID	EC001	Versión	01
<b>Fuente</b>	<b>Estímulo</b>	<b>Artefacto</b>	<b>Ambiente</b>
Médico	Opción consultar historia clínica del paciente	Módulo Historia clínica del paciente	Condición Normal del sistema
<b>Respuesta</b>		<b>Medida de la Respuesta</b>	
Visualización de la historia clínica del paciente		Disponibilidad del sistema 100% de la veces	



## Especificación de Escenarios de Calidad



Registrar Historia Clínica del Paciente			
ID	EC001	Versión	01
<b>Fuente</b>	<b>Estímulo</b>	<b>Artefacto</b>	<b>Ambiente</b>
Médico	Opción grabar historia clínica del paciente	Módulo Historia clínica del paciente	Condición Normal del sistema
<b>Respuesta</b>		<b>Medida de la Respuesta</b>	
Correcto registro de la historia clínica del paciente		Registro historia del paciente en menos de 5 segundos.	



## Especificación de Escenarios de Calidad



### Visualización información del Caso del Paciente

ID	EC001	Versión	01
<b>Fuente</b>	<b>Estímulo</b>	<b>Artefacto</b>	<b>Ambiente</b>
Médico	Opción visualizar información del caso del paciente	Módulo Paciente	Condición Normal del sistema
<b>Respuesta</b>		<b>Medida de la Respuesta</b>	
Visualización completa de la información enviada por el paciente relacionada a su caso		Visualización información del caso del paciente en menos de 5 segundos.	



## Especificación de Escenarios de Calidad



Registro información Personal del Médico			
ID	EC001	Versión	01
Fuente	Estímulo	Artefacto	Ambiente
Médico	Opción registro de información personal del médico.	Módulo Médico	Condición Normal del sistema
Respuesta		Medida de la Respuesta	
Visualizar la información registrada por el médico autenticado y autorizado		100% de los usuarios deben estar autenticados y autorizados para registrar información	



## Especificación de Escenarios de Calidad



Registrar Diagnóstico del Paciente			
ID	EC001	Versión	01
Fuente	Estímulo	Artefacto	Ambiente
Médico	Opción registrar diagnóstico del paciente	Módulo de diagnóstico	Condición Normal del sistema
Respuesta		Medida de la Respuesta	
Visualización del diagnóstico registrado por el médico en el sistema		Visualización información del diagnóstico del paciente en menos de 5 segundos.	



## Especificación de Escenarios de Calidad



### Registro del Médico en la Aplicación DermoSolutions

ID	EC001	Versión	01
<b>Fuente</b>	<b>Estímulo</b>	<b>Artefacto</b>	<b>Ambiente</b>
Médico	Opción registro información del médico	Módulo de registro	Condición Normal del sistema
<b>Respuesta</b>		<b>Medida de la Respuesta</b>	
Correcto registro del médico en la aplicación DermoSolutions.		Disponibilidad del sistema 100% de las veces	



## Especificación de Escenarios de Calidad



Solicitar Caso de un Paciente			
ID	EC001	Versión	01
<b>Fuente</b>	<b>Estímulo</b>	<b>Artefacto</b>	<b>Ambiente</b>
Médico	Opción solicitar caso de un paciente	Módulo de facturación	Condición Normal del sistema
<b>Respuesta</b>		<b>Medida de la Respuesta</b>	
El sistema debe asociar el caso al médico que los solicitó y eliminar el caso de la lista de casos disponibles		En menos de 5 segundos por caso	



## Especificación de Escenarios de Calidad



### Consultar el Reporte de Pacientes Asignados

ID	EC001	Versión	01
<b>Fuente</b>	<b>Estímulo</b>	<b>Artefacto</b>	<b>Ambiente</b>
Médico	Opción de reportes pacientes asignados	Módulo de Reportes	Condición Normal del sistema
<b>Respuesta</b>		<b>Medida de la Respuesta</b>	
El sistema debe mostrar la lista de pacientes asignados a un médico seleccionado		El reporte debe mostrar la información en menos de 5 segundos.	





## Especificación de Escenarios de Calidad



### Registro y Aceptación de Términos del Paciente

ID	EC001	Versión	01
<b>Fuente</b>	<b>Estímulo</b>	<b>Artefacto</b>	<b>Ambiente</b>
Paciente	Opción registro y aceptación de términos del paciente	Módulo de Registro	Condición Normal del sistema
<b>Respuesta</b>		<b>Medida de la Respuesta</b>	
Correcto registro del paciente en la aplicación DermoSolutions.		Disponibilidad del sistema en el momento de realizar el registro 100% de las veces	



## Especificación de Escenarios de Calidad



### Consultar Información del Médico Especialista por el Paciente

ID	EC001	Versión	01
<b>Fuente</b>	<b>Estímulo</b>	<b>Artefacto</b>	<b>Ambiente</b>
Paciente	Opción consultar mi médico especialista	Módulo de Pacientes	Condición Normal del sistema
<b>Respuesta</b>		<b>Medida de la Respuesta</b>	
El sistema debe mostrar la información del médico que está atendiendo el caso del paciente.		La información del médico se debe visualizar en menos de 5 segundos	



## Especificación de Escenarios de Calidad



### Crear Perfil del Usuario Por el Paciente

ID	EC001	Versión	01
<b>Fuente</b>	<b>Estímulo</b>	<b>Artefacto</b>	<b>Ambiente</b>
Paciente	Opción crear perfil de usuario del paciente	Módulo de Pacientes	Condición Normal del sistema
<b>Respuesta</b>		<b>Medida de la Respuesta</b>	
Correcto registro del perfil de usuario del paciente en la aplicación DermoSolutions.		La información del perfil del paciente se debe registrar en menos de 5 segundos	



## Especificación de Escenarios de Calidad



### Crear Perfil Dermatológico Por el Paciente

ID	EC001	Versión	01
<b>Fuente</b>	<b>Estímulo</b>	<b>Artefacto</b>	<b>Ambiente</b>
Paciente	Opción crear perfil dermatológico del paciente	Modulo de Pacientes	Condición Normal del sistema
<b>Respuesta</b>		<b>Medida de la Respuesta</b>	
Correcto registro del perfil dermatológico del paciente en la aplicación DermoSolutions..		La información del paciente se debe registrar en menos de 5 segundos	



## Especificación de Escenarios de Calidad



### Solicitar Diagnostico Automático del Paciente

ID	EC001	Versión	01
<b>Fuente</b>	<b>Estímulo</b>	<b>Artefacto</b>	<b>Ambiente</b>
Paciente	Opción solicitar diagnostico automático	Modulo de Pacientes	Condición Normal del sistema
<b>Respuesta</b>		<b>Medida de la Respuesta</b>	
Respuesta del diagnóstico automático que permita interpretar correctamente los resultados		El 90 % de los datos recibidos se deben poder interpretar correctamente, se admite un 10% de información que no se recibió o no se pudo interpretar correctamente, se debe solicitar nuevamente dicha información	



## Especificación de Escenarios de Calidad



### Solicitar Diagnostico Automático del Paciente

ID	EC001	Versión	01
<b>Fuente</b>	<b>Estímulo</b>	<b>Artefacto</b>	<b>Ambiente</b>
Paciente	Opción solicitar diagnostico automático	Modulo de Pacientes	Condición Normal del sistema
<b>Respuesta</b>		<b>Medida de la Respuesta</b>	
Respuesta del diagnóstico automático con total confidencialidad		El 100 % de los datos enviados deben viajar encriptados y con autorización	



## Especificación de Escenarios de Calidad



### Consultar Médicos Asignados al Caso de un Paciente

ID	EC001	Versión	01
<b>Fuente</b>	<b>Estímulo</b>	<b>Artefacto</b>	<b>Ambiente</b>
Paciente	Opción de reportes médicos asignados	Modulo de Reportes	Condición Normal del sistema
<b>Respuesta</b>		<b>Medida de la Respuesta</b>	
El sistema debe mostrar el médico asignado a un paciente determinado		El reporte debe mostrar la información en menos de 5 segundos.	