



Especificación de Escenarios de Calidad



Consultar Historia Clínica del Paciente - Disponibilidad

ID	EC001	Versión	01
Fuente	Estímulo	Artefacto	Ambiente
Médico	Opción consultar historia clínica del paciente	Módulo Historia clínica del paciente	Condición Normal del sistema
Respuesta		Medida de la Respuesta	
Visualización de la historia clínica del paciente		Disponibilidad del sistema 100% de la veces	



Especificación de Escenarios de Calidad



Registrar Historia Clínica del Paciente - Latencia

ID	EC002	Versión	01
Fuente	Estímulo	Artefacto	Ambiente
Médico	Opción grabar historia clínica del paciente	Módulo Historia clínica del paciente	Condición Normal del sistema
Respuesta		Medida de la Respuesta	
Correcto registro de la historia clínica del paciente		Registro historia del paciente en menos de 5 segundos.	



Especificación de Escenarios de Calidad



Visualización información del Caso del Paciente - Latencia

ID	EC003	Versión	01
Fuente	Estímulo	Artefacto	Ambiente
Médico	Opción visualizar información del caso del paciente	Módulo Paciente	Condición Normal del sistema
Respuesta		Medida de la Respuesta	
Visualización completa de la información enviada por el paciente relacionada a su caso		Visualización información del caso del paciente en menos de 5 segundos.	



Especificación de Escenarios de Calidad



Registro información Personal del Médico - Seguridad

ID	EC004	Versión	01
Fuente	Estímulo	Artefacto	Ambiente
Médico	Opción registro de información personal del médico.	Módulo Médico	Condición Normal del sistema
Respuesta		Medida de la Respuesta	
Visualizar la información registrada por el médico autenticado y autorizado		100% de los usuarios deben estar autenticados y autorizados para registrar información	



Especificación de Escenarios de Calidad



Registrar Diagnóstico del Paciente - Latencia

ID	EC005	Versión	01
Fuente	Estímulo	Artefacto	Ambiente
Médico	Opción registrar diagnóstico del paciente	Módulo de diagnóstico	Condición Normal del sistema
Respuesta		Medida de la Respuesta	
Visualización del diagnóstico registrado por el médico en el sistema		Visualización información del diagnóstico del paciente en menos de 5 segundos.	



Especificación de Escenarios de Calidad



Registro del Médico en la Aplicación DermoSolutions - Disponibilidad

ID	EC006	Versión	01
Fuente	Estímulo	Artefacto	Ambiente
Médico	Opción registro información del médico	Módulo de registro	Condición Normal del sistema
Respuesta		Medida de la Respuesta	
Correcto registro del médico en la aplicación DermoSolutions.		Disponibilidad del sistema 100% de las veces	



Especificación de Escenarios de Calidad



Solicitar Caso de un Paciente - Latencia

ID	EC007	Versión	01
Fuente	Estímulo	Artefacto	Ambiente
Médico	Opción solicitar caso de un paciente	Módulo de facturación	Condición Normal del sistema
Respuesta		Medida de la Respuesta	
El sistema debe asociar el caso al médico que los solicitó y eliminar el caso de la lista de casos disponibles		En menos de 5 segundos por caso	



Especificación de Escenarios de Calidad



Consultar el Reporte de Pacientes Asignados - Latencia

ID	EC008	Versión	01
Fuente	Estímulo	Artefacto	Ambiente
Médico	Opción de reportes pacientes asignados	Módulo de Reportes	Condición Normal del sistema
Respuesta		Medida de la Respuesta	
El sistema debe mostrar la lista de pacientes asignados a un médico seleccionado		El reporte debe mostrar la información en menos de 5 segundos.	



Especificación de Escenarios de Calidad



Registro y Aceptación de Términos del Paciente - Disponibilidad

ID	EC009	Versión	01
Fuente	Estímulo	Artefacto	Ambiente
Paciente	Opción registro y aceptación de términos del paciente	Módulo de Registro	Condición Normal del sistema
Respuesta		Medida de la Respuesta	
Correcto registro del paciente en la aplicación DermoSolutions.		Disponibilidad del sistema en el momento de realizar el registro 100% de las veces	



Especificación de Escenarios de Calidad



Consultar Información del Médico Especialista por el Paciente - Latencia

ID	EC010	Versión	01
Fuente	Estímulo	Artefacto	Ambiente
Paciente	Opción consultar mi médico especialista	Módulo de Pacientes	Condición Normal del sistema
Respuesta		Medida de la Respuesta	
El sistema debe mostrar la información del médico que está atendiendo el caso del paciente.		La información del médico se debe visualizar en menos de 5 segundos	



Especificación de Escenarios de Calidad



Crear Perfil del Usuario Por el Paciente - Latencia

ID	EC011	Versión	01
Fuente	Estímulo	Artefacto	Ambiente
Paciente	Opción crear perfil de usuario del paciente	Módulo de Pacientes	Condición Normal del sistema
Respuesta		Medida de la Respuesta	
Correcto registro del perfil de usuario del paciente en la aplicación DermoSolutions.		La información del perfil del paciente se debe registrar en menos de 5 segundos	



Especificación de Escenarios de Calidad



Crear Perfil Dermatológico Por el Paciente - Latencia

ID	EC012	Versión	01
Fuente	Estímulo	Artefacto	Ambiente
Paciente	Opción crear perfil dermatológico del paciente	Modulo de Pacientes	Condición Normal del sistema
Respuesta		Medida de la Respuesta	
Correcto registro del perfil dermatológico del paciente en la aplicación DermoSolutions..		La información del paciente se debe registrar en menos de 5 segundos	



Especificación de Escenarios de Calidad



Solicitar Diagnostico Automático del Paciente - Interoperabilidad

ID	EC013	Versión	01
Fuente	Estímulo	Artefacto	Ambiente
Paciente	Opción solicitar diagnostico automático	Modulo de Pacientes	Condición Normal del sistema
Respuesta		Medida de la Respuesta	
Respuesta del diagnóstico automático que permita interpretar correctamente los resultados		El 90 % de los datos recibidos se deben poder interpretar correctamente, se admite un 10% de información que no se recibió o no se pudo interpretar correctamente, se debe solicitar nuevamente dicha información	



Especificación de Escenarios de Calidad



Solicitar Diagnostico Automático del Paciente - Seguridad

ID	EC014	Versión	01
Fuente	Estímulo	Artefacto	Ambiente
Paciente	Opción solicitar diagnostico automático	Modulo de Pacientes	Condición Normal del sistema
Respuesta		Medida de la Respuesta	
Respuesta del diagnóstico automático con total confidencialidad		El 100 % de los datos enviados deben viajar encriptados y con autorización	



Especificación de Escenarios de Calidad



Consultar Médicos Asignados al Caso de un Paciente - Latencia

ID	EC015	Versión	01
Fuente	Estímulo	Artefacto	Ambiente
Paciente	Opción de reportes médicos asignados	Modulo de Reportes	Condición Normal del sistema
Respuesta		Medida de la Respuesta	
El sistema debe mostrar el médico asignado a un paciente determinado		El reporte debe mostrar la información en menos de 5 segundos.	



Especificación de Escenarios de Calidad



Solicitar Diagnostico Automático del Paciente - Escalabilidad

ID	EC016	Versión	01
Fuente	Estímulo	Artefacto	Ambiente
Paciente	Opción solicitar diagnostico automático	Modulo de Pacientes	Condición Normal del sistema
Respuesta		Medida de la Respuesta	
Respuesta del diagnóstico automático.		Se debe poder pasar de solicitar diagnostico de 10 pacientes por minuto a 20 pacientes por minuto .	



Especificación de Escenarios de Calidad

Crear Perfil del Usuario Por el Paciente - Escalabilidad

ID	EC017	Versión	01
Fuente	Estímulo	Artefacto	Ambiente
Paciente	Opción crear perfil de usuario del paciente	Modulo de Registro de Pacientes	Condición Normal del sistema
Respuesta		Medida de la Respuesta	
Correcto registro del perfil de usuario del paciente en la aplicación DermoSolutions.		Se debe poder pasar de registrar 10 pacientes por minuto a 20 pacientes por minuto.	
		.	